

Riferimenti normativi

Regolamento UE2016/425

requisiti per la progettazione e la fabbricazione del DPI;

UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi

Specifiche, CE 765/2008 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza

Segnali di sicurezza registrati.



Istruzioni d'uso

ATTENZIONE: indossare il DPI prima di esporsi al rischio

Marcatura:

Marcatura sulla lente: L 1 3 S CE R62 - 1 (CLASSE OTTICA), 3 (CAMPO D'UTILIZZO), S (ROBUSTEZZA INCREMENTATA)

Marcatura sul frame: L EN 166 3 S CE R62 - 3 (CAMPO D'UTILIZZO), S (ROBUSTEZZA INCREMENTATA)




Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)

Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it



VISIERA R62 ISTRUZIONI

La visiera di protezione è classificata come DPI di categoria II e permette di proteggere il viso da schizzi, goccioline d'acqua e saliva e di ridurre i rischi di contagio.

Molto confortevole con caratteristiche che la rendono indossabile per ore in maniera sicura e senza fastidi.

Le pratiche pinzette metalliche, per tenere la visiera attaccata alla montatura, rendono particolarmente agevole il montaggio.

Schermo protettivo in policarbonato con trasparenza assoluta, sostituibile in maniera semplice e veloce.



Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)

Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it


VISIERA R62 MONTAGGIO



1
Togliere le pellicole
protettive da entrambi
i lati



2
La visiera deve essere
posizionata all'esterno
della montatura, con
apertura nasale verso
il basso



3
Inserire la visiera nelle pinzette laterali della
montatura, incastrandola in prossimità del foro



4-5
4
Ricordarsi di regolare la visiera in base alla forma
del viso facendo in modo che sia ben aderente agli
zigomi

5
La visiera è pronta

**ATTENZIONE: QUALORA LA VISIERA SIA GRAFFIATA O APPANNATA
OCCORRE SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA.**

VISIERA R62 DESCRIZIONE



Avvertenze

i materiali utilizzati per comporre le nostre visiere possono causare allergie a pelli molto sensibili. Fare attenzione e maneggiare con cura.

Manutenzione

non utilizzare soluzioni alcoliche, possono provocare graffi o appannamento.

PULIZIA

Per lo schermo utilizzare lozioni disinfettanti non alcoliche a base di saponi o detergenti adatti, lo stesso per la montatura. Dopo il lavaggio eliminare tutti i resti del detergente sotto acqua corrente.

MODALITA' D'USO

- Utilizzare come protezione del viso dalle gocce di saliva o acqua.
- Utilizzare da singola persona.
- Può essere indossata in combinazione con altri DPI non collegati, tipo mascherine FFP o occhiali da vista.

COME INDOSSARE: ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Indossare il DPI come se fossero occhiali da vista controllando che lo schermo copra ampiamente tutto il viso dell'utilizzatore e che la parte alta della visiera sia aderente alla fronte.

Per un giusto posizionamento della visiera controllare che il poggianaso sia ben aderente, regolando il laccio in base alla misura della testa dell'utilizzatore.

Una volta verificato che il campo visivo sia buono e non offuschi o comprometta la vista, il DPI sarà indossato correttamente.

RACCOMANDAZIONI

- Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidentemente usura o malfunzionamento.
- Non manomettere il DPI
- Seguire le istruzioni di montaggio indicate al precedente paragrafo
- Il DPI, in caso abbia subito danni e o graffi allo schermo, deve sempre essere sostituito.

Regulation requirements

Regulation UE2016/425

requirements for designing and manufacturing PPE;

UNI EN 166:2004 - Personal protection of the eyes

Specifications, CE 765/2008 - Graphic signs - Colour and safety signs

Recorded safety signs.



Istruzioni d'uso

ATTENTION/WARNING: put the PPE on before exposing yourself to risks

Markings:

Markings on the lenses: L 1 3 S CE - 1 (OPTICAL CLASS), 3 (FIELD OF USE),
S (INCREASED ROBUSTNESS)

Markings on the frame: L EN 166 3 S CE - S (INCREASED ROBUSTNESS),
EN 166 (PRESENT LEGISLATION)



Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)

Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it



PROTECTIVE VISOR R62 INSTRUCTIONS

The protective visor is classified as PPE class II, it protects the face from drops/sprays of water and saliva and reduces risks of infection.

Very comfortable with characteristics that mean it can be worn safely and without any annoyance for hours.

The practical metal clips, that keep the shield attached to the frame, make assembling particularly easy.

Completely transparent polycarbonate protective shield that can be replaced easily and quickly.



Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)

Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it


PROTECTIVE VISOR R62 ASSEMBLING



1
Remove the protective film from both sides



2
The shield must be positioned on the outside of the frame, with the nasal opening facing downwards



3
Insert the shield into clips at the sides of the frame, clicking it into place



4-5
4
Remember to adjust the visor to the shape of the face so it's well adherent to the cheekbones

5
The visor is ready

WARNINGS: IF THE VISOR IS SCRATCHED OR MISTED UP IT MUST BE REPLACED WITH A NEW ONE.

PROTECTIVE VISOR R62 DESCRIPTION



Warnings

The materials used to make our visors can cause allergies to very sensitive skins. Pay attention and handle with care.

Maintenance

Do not use alcohol solutions, they can cause scratches and misting up.

CLEANING

For the shield and the frame use disinfectant, no alcohol solutions based on soaps or other suitable detergents. After cleaning rinse away all residue detergent under running water.

HOW TO USE

- Use for protecting the face from drops/sprays of water and saliva.
- Must be used by one person.
- It can be used with other PPE, like FFP masks or reading glasses.

INSTRUCTIONS: HOW TO WEAR

Put the PPE on like reading glasses, checking that the shield fully covers all of the user's face and that the higher part of the visor is adherent to the forehead. For a correct positioning of the visor check that the nose piece is well adherent, adjusting the head strap to the size of the user's head. Once verified that the visual field is good and not blurred the PPE is positioned/worn correctly.

ADVICE

- Accurately examine the PPE before every use, and do not use it if there are obvious signs of it having been previously used or damaged
- Do not tamper with the PPE
- Follow the instructions for assembly indicated in the previous paragraph
- if the PPE shield is damaged or scratched it must be replaced